

Spruta injektion enkel-graderad, Luer-Lock

Produktmaterial

- Cylinder tillverkad av medicinsk polypropen/polyeten
- Fri från PVC, latex, DEHP och BPA
- Packning av medicinskt gummi

Tillgänglighet

- Enskild förpackning
- Steril

Produktfunktioner

- Luer lock-anslutningstipp
- Lätt och bekväm kolvrörelse
- Svart graderingsskala för enkel avläsning och exakt dosering
- Säker kolv som förhindrar att kolven glider ut ur cylindern



Art nr	Beskrivning	Leverantör art.nr
792101	Spruta 3-komp Set Luer-Lock/Centrerad 1 ml / 100	21IN-0103000012
792102	Spruta 3-komp Set Luer-Lock/Centrerad 2 ml / 100	21IN-0253000002
792103	Spruta 3-komp Set Luer-Lock/Centrerad 3 ml / 100	21IN-0303000002
792104	Spruta 3-komp Set Luer-Lock/Centrerad 5 ml / 100	21IN-0503000010
792105	Spruta 3-komp Set Luer-Lock/Centrerad 10 ml / 100	21IN-1003000008
792106	Spruta 3-komp Set Luer-Lock/Centrerad 20 ml / 100	21IN-2003000002
792107	Spruta 3-komp Set Luer-Lock/Centrerad 50 ml / 60	21IN-5023000001