

Spruta injektion graderad, Luer

Produktmaterial

- Cylinder tillverkad av medicinsk polypropen/polyeten
- Fri från PVC, latex, DEHP och BPA
- Packning av medicinskt gummimaterial

Tillgänglighet

- Enskild förpackning
- Steril

Produktfunktioner

- Luer-anslutning
- Lätt och bekväm kolvrörelse
- Svart graderingsskala för enkel avläsning och exakt dosering
- Säkert kolvstopp som förhindrar att kolven glider ut ur cylindern



Art nr	Beskrivning	Leverantör art.nr
792111	Spruta 3-komp Set Luer/Centrerad 1 ml / 100	21IN-0103000011
792112	Spruta 3-komp Set Luer/Centrerad 2 ml / 100	21IN-0103000002
792113	Spruta 3-komp Set Luer/Centrerad 3 ml / 100	21IN-0103000008
792114	Spruta 3-komp Set Luer/Excentrisk 5 ml / 100	21IN-0103000004
792115	Spruta 3-komp Set Luer/Centrerad 10 ml / 100	21IN-1003000003
792116	Spruta 3-komp Set Luer/Centrerad 20 ml / 100	21IN-2003000001
792117	Spruta 3-komp Set Luer/Centrerad 50 ml / 60	21IN-5003000001